



Viva-Luck PLUS Options
《注水·吸引牙刷套装》
(适用于需要注水吸引 双向功能的护理人员或患者)
< 套装内容 >
迷你牙刷 (普通), 迷你牙刷 (软式),
注水泵, 注水器, 注水器用管,
注水泵用管, 注水泵hold
产品编号: E562



Viva-Luck PLUS Options
《吸引牙刷套装》
(适用于只需 单项 吸引 功能的护理人员或患者)
< 套装内容 >
迷你牙刷 (普通), 迷你牙刷 (软式),
吸引牙刷用把手, 吸引牙刷专用管,
吸引牙刷用hold
产品编号: E561

看护用口腔护理用品。根据用途, 可以选择基本套装 (吸引功能) 以外的《注水·吸引牙刷套装》或《吸引牙刷套装》。
此产品重量轻、携带方便。可用于家庭使用的110v电源。

Viva-Luck PLUS (看护用口腔护理系统)

尺寸: W150xD320xH246.5mm < 基本套装内容 >
电源: 单相100V 本体, 水分离机 (约800ml),
电流: 4.0A 吸引器hold, 吸引器,
功率: 0.50kW 吸引器专用管, 笔灯, 清扫用刷
重量: 约3.0kg
产品编号: E560



注水·吸引牙刷套装 / 安装例图



吸引牙刷套装 / 安装例图



舌头护理用吸引棒
连接到 Viva-Luck PLUS, 即可使用。
Viva-Zetton (舌头护理用品)
全长: 190mm
耐热温度: 100°C
材料: 聚丙烯
产品编号: E547



Viva-Luck PLUS专用牙刷

牙刷 (普通) ---产品编号: E501
牙刷 (软式) ---产品编号: E502
迷你牙刷 (普通) ---产品编号: E517
迷你牙刷 (软式) ---产品编号: E518

Viva-Luck PLUS专用包

软包---产品编号: E509



无味无臭的口腔用保湿剂
不仅水溶性良好, 光滑柔软的凝胶
延伸性良好, 涂抹和回收也方便。
Viva-Jellwet
Viva-Jellwet Petit
(口腔护理用保湿剂)
成分: 水, 甘油, 藻酸盐钠,
羟乙基纤维素, 十六烷基氧化吡啶鎓,
苯甲酸钠, 柠檬酸, 柠檬酸钠
Viva-Jellwet (容量: 120g)
产品编号: E551
Viva-Jellwet Petit (容量: 40g)
产品编号: E552



柔软的海绵部和可以弯曲的塑料棒,
可以提供使口腔得到复原的护理。
Viva-Kururin
(口腔黏膜护理用海绵牙刷)
全长: 150mm
材料: 头部 / 软质聚氨酯泡沫
柄 / 聚苯乙烯
(30根包装) ---产品编号: E546
(300根包装) ---产品编号: E549



Viva-Jellwet Petit 和
Viva-Kururin 组合套装。
口腔护理套装
(口腔黏膜护理用海绵牙刷)
(口腔护理用保湿剂)
Viva-Kururin---10根/包
Viva-Jellwet Petit---1个/包
产品编号: E553

【代理商 - 联系方式】

■以提高性能为目的, 不公开预告的情况下, 有更改商品规格的可能性。■难以保证印刷图片于商品实物完全相同。
■对于商品的不正确使用而引起的问题, 谢绝对应解答。



在看护等护理现场,
可用来进行口腔护理

开始口腔护理, 找回您的健康。口腔护理不仅仅是单纯的清洗口腔内部而已。
维持和提高饮食品质、人与人之间的说话交流等 QOL (Quality of Life)
也是作为一名看护者的一个职责。

Viva-Luck Oral Care Style 将给你带来有效率, 既轻松的口腔护理。

Viva-Luck Oral Care

ビバラック・オーラルケア

Style 1 增加了注水和吸引功能，进行安全的口腔护理！ Viva-Luck PLUS

看护用口腔护理系统



※此照片是《Viva-Luck PLUS（基本设备）》和注水·吸引牙刷设备。

Q 秘诀 1 双重吸引

从牙刷前端的吸引口和牙科专用吸引器同时吸引。进行访问诊疗或口腔护理时，可以通过患者的情况灵活使用。

Q 秘诀 2 牙刷前端的注水、吸引功能

牙刷前端除了带有吸引功能，牙刷柄上的按钮也可以控制注水，提高了口腔护理的效率。

Q 秘诀 3 可以轻松携带的理想大小

实现了小型和轻量化，可以随身携带，为看护者带来了极大的方便。



可选择3种套装类型

通过口腔内部的情况，可以选择合适的牙刷套装。



Viva-Luck PLUS（基本设备）

牙科专用吸引头，可以轻松吸引大块污物和大量的水。而且通过恰当使用《注水·吸引牙刷套装》和《吸引牙刷套装》，可以提供更有效率的口腔护理服务。



注水·吸引牙刷套装

提供给需要注水·吸引功能的看护者或患者。

一边吸引累积和残留在口腔内的水和唾液，一边进行洗刷。而且按住牙刷柄上的按钮，可以一边注入清洁的水，同时进行洗刷。



吸引牙刷套装

提供给只需要吸引功能的看护者或患者。

一边吸引累积或残留在口腔内的水和唾液，一边进行洗刷。

Style 2 口腔黏膜护理！ Viva-Kururin

口腔黏膜护理用海绵牙刷

Q 秘诀 1 柔软的花型海绵


使用柔软的海绵材料，黏膜容易过敏的患者也可以安全使用。花形形状的海绵可以轻松清除污物。

Q 秘诀 2 适合于口腔护理的塑料棒

长形塑料棒，经过多次改良和通过使用特殊材料，制造成适合口腔护理作业的，适当硬度的把子。给护理者提供了方便。

Q 秘诀 3 安全设计

使用对身体无害的黏着剂和特殊技术，把塑料棒和花型海绵牢固黏着，给口腔护理带来了更大的安心和安全。



--- 使用方法 ---

- ① 浸湿在水中后挤出水分。
- ② 从左或右的嘴角塞进海绵，把顶口额，牙龈，黏膜的污物扫除。
- ③ 沾有污物的海绵部，利用清水清洗干净。反复①到③的动作。

【插图参照】

※护理后请扔掉海绵牙刷。
使用在患有开口障碍的患者时，请注意使用。

Style 3 让口腔内维持保湿状态！ Viva-Jellwet

口腔护理用保湿剂

Q 秘诀 1 简单的材料


保湿剂的成分和设计，恰好可以达到保湿口腔内的最低限值。基本概念为《硬化水》，水溶性良好而安心的凝胶体。

Q 秘诀 2 可随意操作保湿剂的形态

涂抹在口腔内时，可以均匀延伸保湿剂，控制形状。进行口腔护理时，也可以轻松除去口腔内的干燥污物。

Q 秘诀 3 无味无臭

咽下困难·摄食障碍的患者，味觉障碍的患者也可以安心使用。



--- 使用方法 ---

- ① 挤出适量（1~2cm）的保湿剂，涂抹在口腔黏膜的各个角落。
- ② 涂抹后，把多余的保湿剂除去或让患者吐出口外。
- ③ 每隔4~6个小时涂抹保湿剂，使口腔内的保湿状态更加良好。另外睡觉前涂抹保湿剂，可以防止起床后口腔内干燥现象。

※经常使用Viva-Kururin等海绵棒的口腔护理，可以促进口腔内的复原。