



滑らかなフォルムからは  
どこか温かみをも感じられ  
息づかいさえ聞こえてくるよう。  
その外観からは想像もつかない  
ほどのパワーを秘めている。  
操る喜びが今ここに。



<ボディカラー> ホワイト  
<ワッシャー> ブルー



高度なテクノロジーは  
信頼へと繋がり、やがては  
安心へとたどり着く。  
ドクターと患者様が関わる  
すべての瞬間に「アルテオ」は  
存在し続けるでしょう。

サククション(口腔外吸引器)



使用口数3ヶ所まで。  
**TCV-FAC-21S** (操作盤内蔵)  
寸法: W630×D547×H855mm  
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号  
(管理医療機器)  
一般的名称: 歯科用吸引装置ポンプ/販売名: 口腔外吸引器  
A035(50Hz) / 04560200855016  
A036(60Hz) / 04560200855023



使用口数3ヶ所まで。  
**TCV-FAC-21S** (操作盤内蔵  
スーパーバイオフィルタ内蔵)  
寸法: W630×D547×H1088mm  
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号  
(管理医療機器)  
一般的名称: 歯科用吸引装置ポンプ/販売名: 口腔外吸引器  
A035(50Hz) / 04560200855016  
A036(60Hz) / 04560200855023  
B028(スーパーバイオフィルタ21) / 04560200856129



使用口数6ヶ所まで。  
**TCV-FAC-21W** (操作盤内蔵)  
寸法: W630×D547×H1292mm  
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号  
(管理医療機器)  
一般的名称: 歯科用吸引装置ポンプ/販売名: 口腔外吸引器  
A037(50Hz) / 04560200855030  
A038(60Hz) / 04560200855047




使用口数6ヶ所まで。  
**TCV-FAC-21W** (操作盤内蔵  
スーパーバイオフィルタ内蔵)  
寸法: W630×D547×H1525mm  
医療機器承認番号: 21000BZZ00560000号  
(管理医療機器)  
一般的名称: 歯科用吸引装置ポンプ/販売名: 口腔外吸引器  
A037(50Hz) / 04560200855030  
A038(60Hz) / 04560200855047  
B028(スーパーバイオフィルタ21) / 04560200856129



使用口数3ヶ所まで。  
**TCS-Dual Plus-F** (操作盤内蔵  
スーパーバイオフィルタ内蔵)  
寸法: W550×D710×H830mm  
医療機器承認番号: 21600BZZ00491000号  
(管理医療機器)  
一般的名称: 歯科用吸引装置ポンプ  
販売名: 歯科用吸引器 TCS-Dual Plus-F  
A147(50Hz) / 04560200855115  
A148(60Hz) / 04560200855122

シャッタ



F型

アルテオ専用のシャッタ。床置きタイプ。  
**アルテオシャッタ F型**  
寸法: W141×D237×H240mm  
電源: 単相100V(50/60Hz)  
電流: 0.2A(50/60Hz)  
A336 / 04560200856334



I型

アルテオ専用のシャッタ。床下収納タイプ。  
**アルテオシャッタ I型**  
寸法: 電動シャッタ/W162×D135×H110mm  
基礎BOX/W181×D125×H95mm  
電源: 単相100V(50/60Hz)  
電流: 0.2A(50/60Hz)  
A337 / 04560200856341

フィルタ



排気用HEPAフィルタ。  
TCV-FAC-21S、TCV-FAC-21W兼用です。  
**スーパーバイオフィルタ21**  
寸法: W536×D545×H245mm  
※3年を目安に交換が必要  
B028 / 04560200856129

サイレンサ



交換可能なアルテオ用のサイレンサ。  
**サイレント フィルタ**  
寸法: φ64.5×D70mm  
B482 / 04560200857928

フード



治療部位、使用目的にあわせて選べる  
2種類のマウス。  
**アルテオNフード**  
寸法: φ100×D74mm  
B457 / 04560200857898

**アルテオLフード**  
寸法: φ117×D194mm  
B458 / 04560200857904



クリアマウスプラス  
クリアマウスプラス  
技工用アタッチメントセット

アルテオの性能を最大限に引き出す  
取付けが簡単な専用調整用マウス。  
**クリアマウスプラス**  
寸法: W160×D270×H190mm  
B336 / 04560200858222

アタッチメントを使用することで  
技工用としてもお使いいただけます。  
**クリアマウスプラス  
技工用アタッチメントセット**  
B337 / 04562199981639

クリーニング



フリーアーム専用の除菌スプレー。  
**パワーミスト2**  
容量: 160ml  
B087 / 04560200857300  
/ パワーミスト2、スポンジブラシの2点セット。  
**アルテオ 掃除用キット**  
B459 / 04560200857911


株式会社 東京技研 URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

- 【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
- 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市泉区泉中央 4-28-2 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
- 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市名東区香流 1-822 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
- 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-6-19 ｲｸﾞﾙｲﾄ5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
- 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
- 【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445



■ 性能向上のため、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■ 諸国標準以外指定方法以外の取り付け、ご使用方法などはホームページには記載していません。■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。

その呼吸が聴こえる。



FREE ARM **ARTEO**

口腔外用サククション [フリーアーム・アルテオ] 特許出願中

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)



