

備えあれば、  
安心診療。



緊急時対応用サクシオン

## TCS-バックアップ

万一のトラブルに備えるために、メインサクシオンと分離器の間にTCS-バックアップを設置するだけ。突然のサクシオン故障時にも患者さんを待たせることなく、診療が続けられる安心のシステムです。何よりも患者様を優先に考えたシステムです。


もし…  
その前に

カンタン設置で大きな安心。  
何よりも患者様を  
優先に考えたシステムです。

TCS-バックアップ

- Specifications
- 仕様一覧

## TG Suction Backup System バックアップサククション システム



### “バックアップ サククションシステム”とは？

万一のトラブルに備えるために、メインサククションと分離器の間にTCS-バックアップを設置。突然のサククション故障時にも患者様をお待たせすることなく診療が続けられる、安心のシステムです。

## 3つの Point




**Point 1**  
緊急時に  
分かりやすい  
赤のライン

**Point 2**  
場所をとらない  
コンパクトデザイン

**Point 3**  
認識性の高い  
スイッチパネル

### ■ 外観寸法図



### 注意

※TCS-バックアップは緊急用の製品のため、長時間の使用に耐えるよう設計をされておられません。お早めに東京技研にご連絡いただき、メインサククションの修理手配をいただきますようお願いいたします。

電源	単相100V	寸法	220×332×236	製品コード(50/60Hz)	A143
電流(50/60Hz)	10.0A	最低設置寸法	300×500×300	JANコード	04560200850196
出力	0.80kW	重量	約9kg	医療機器承認番号	21600BZZ00489000号(管理医療機器)
風量・風圧	0.5m <sup>3</sup> /minの時14.30kPa	騒音	約78dB	一般の名称	歯科用吸引ポンプ
使用口数	1〜4ヶ所	ベルト(50/60Hz)	モータ直結型	販売名	TCS-バックアップ

\* 上記は20℃の場合の測定値です。 \* 仕様は予告なく変更する場合がございます。 \* 寸法の単位はmmです。

### 株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760  
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876  
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653  
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋 市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356  
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376  
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445  
 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17 (ISO13485 認証工場)



JQA-MD0058  
横浜工場  
歯科用吸引装置、  
歯科用吸引装置ポンプ、  
電動式吸引器及び  
歯面漂白加熱装置の  
設計・開発及び製造

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。 ■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。