

SUCTION TIP LITE



診療用サクシオンチップ [サクシオンチップLite]



145mm



360°

3種類のカラー（ブルー・オレンジ・ピンク）は色別管理や使い分けにご使用いただけます。感染予防にも効果的です。

誤吸引防止用のトラップ機構を採用。治療部位に応じて先端部分は360°向きを変えられます。



対応チップホルダ内径	φ11
数量	1箱12本入
製品コード/JAN	B418/04560200853937
医療機器届出番号	14B2X00036000006 (一般医療機器)
一般的名称	再使用可能な歯科用吸引カニューレ
販売名	サクシオンチップLite

*上記は20℃の場合の測定値です。*寸法の単位はmmです。
*仕様は予告なく変更する場合がございます。

- ※高圧蒸気滅菌を用いる場合は、121℃以下で行うこと。
- 乾燥工程で121℃を超える場合は、乾燥工程を行わず自然乾燥を行うこと。
- ※薬液消毒を用いる場合は、薬液の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- 薬液の種類によっては、本樹脂素材に影響を及ぼすことがあります。
- ※殺菌灯付きキャビネット等（紫外線照射）のご使用は、製品劣化の原因になりますので避けてください。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

- 【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
- 【大阪支店】〒564-0051 大阪府 吹田市 豊津町 59-5 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
- 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市 名東区 香坂1001 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
- 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市 泉区 八乙女 4-10-4 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
- 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市 博多区 山王 1-15-7 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376
- 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel: 045-591-4441 fax: 045-591-4445 (ISO13485 認証工場)
- 【物流センター】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-43-17

■性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。■本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けできません。



歯科用吸引装置、
歯科用吸引装置ポンプ、
電動式吸引器及び
歯面漂白加熱装置の
設計・開発及び製造

お問い合わせ