


機械室の点検 承ります！



機械室が物置きになっていませんか？

サクション・コンプレッサも他の医療機器と同様に劣化していきます。万が一、機能停止を起こしてしまった場合、ご診療へダイレクトに影響を及ぼします。これを機に、機械室の環境を見直してみませんか？



汚れた機械室



チェックしてみましょう！

バキュームの
吸引が弱い

機械室から
異音がする

エアーに
水が混ざる

エアーから
異臭がする

プロフィーの
パウダーがよく詰まる

CR充填や修復物
セット時の乾燥

1つでも当てはまる症状があれば、機械室点検をオススメいたします！

綺麗な機械室



点検内容

- オイル汚れ・量
- ベルト
- 空気圧・吸引圧
- 排気フィルター
- 分離器
- エアー漏れの有無
- 除湿機能の状況・・・etc.
- その他14以上に亘る点検項目

定期的な点検を行うことで、早期発見による重大トラブル回避や万が一のトラブル対応もスムーズに行えるので、安心してご診療に集中いただけます。

ぜひこの機会に、機械室を点検してみませんか？

機械室は
心臓です



医院様名			お客様コード (弊社記入欄)		
ご住所	〒				
TEL			お昼休み	:	~
休診日			前回点検実施日	年	月 日
備考			弊社営業担当		