

フリーアーム・シーテクトに、 待望の **新モデル** 登場。

口腔外用サクション

フリーアーム・シーテクト-S

操作性アップ!

吸引力アップ!

静音性アップ!



Free Arm
SHI-TEKT

飛沫を発生源から吸引する口腔外用サクションで、
院内の感染リスクをゼロへ。

診療室を効率的にコントロール セントラル方式固定型



こんな医院様におすすめです!

- ✓ 複数ユニットで同時使用が多い
- ✓ 診療室の限られた空間を有効活用したい

フリーアーム・シーテクト-FI (シーテクトシャットFI型搭載)

クリーニングモードを搭載した第7世代フリーアーム。院内を引き立てるデザインで、操作性も静音性も進化。

セントラル方式固定型
寸法: アーム可動範囲1550mm
医療機器認証番号: 304AHBZX00013000号 (管理医療機器)
一般名称: 歯科用吸引装置
販売名: フリーアーム・シーテクト A500 / 04582539071998



場所を選ばず設置できる プラグイン型

New



こんな医院様におすすめです!

- ✓ 配管工事なしで導入したい
- ✓ 必要に応じて移動して使用したい

フリーアーム・シーテクト-S

吸引力がパワーアップ※。6段階の風量調整、フィルター交換表示、タイマー機能を備え、洗練された操作性で快適にお使いいただけます。

※最大風量3.2m³/min以上

プラグイン型 SBF内蔵
寸法: アーム可動範囲1550mm
医療機器認証番号: 307AHBZX00019000号 (管理医療機器)
一般名称: 歯科用吸引装置
販売名: フリーアーム・シーテクト-S A502 / 04582539072018



口腔外用サクションのさらなる除菌・清潔ケアに



バブリングで内部の隅々まで除菌 フリーアーム・バブライザー

寸法: W120×D150×H310mm
電源: アルカリ単3電池×4本
質量: 約850g
運転時間: 15分
E250 / 04582539074753



フリーアームの先端に装着して、スイッチオンして帰るだけ。高い除菌効果のある成分を含んだガスをバブリングで発生させることで、フリーアームの内部をしっかりと除菌します。



フリーアーム専用除菌シート フリーアーム・クリーニングシート (30枚入)

フリーアーム専用設計の除菌シート。外装はサッと拭き取り、アーム内部は専用スポンジにセットして使用することで、簡単に除菌と清掃が行えます。

B850 / 04582539075453



突然の故障を防ぐために!!


機械室を点検させてください!

機械室、最後に見たのいつですか…?

機械室は「わざわざ見に行くところではない」と思われがちですが、機械室には歯科診療をつかさどる重要な機器が詰まっています。診療用サクション、口腔外サクション、コンプレッサ、ドライヤ…。どれかにトラブルがあったら、診療をストップしなくてはなりません。この機会に、機械室を点検させていただきませんか!?

✓ こんな症状はありませんか?

☐ サクションの吸引が弱い




☐ 機械室から異音がする




☐ 機械室から異臭がする




☐ エアーに水が混じる



☐ プロフィーの
パウダーがよく詰まる




☐ フリーアームの関節が硬い



1つでも当てはまる症状があれば、機械室点検をおすすめします!

点検内容

- ・オイル汚れ・量
- ・分離器
- ・空気圧・吸引圧
- ・フリーアーム
- ・ベルト
- ・排気フィルタ
- ・エアー漏れの有無 など



機械室は心臓です

定期的な点検をおこなうことで、早期発見による重大トラブル回避や
万が一のトラブル対応もスムーズにおこなえるので、安心してご診療に集中いただけます。

ぜひこの機会に、機械室を点検してみませんか?

医院名		TEL	
住所	(〒 -)		
取扱店	SASAKI ササキ株式会社 一宮支店 〒491-0914 愛知県一宮市花池4-20-10 tel:0586-44-8433		