

Free Arm Cleaning Sheet

フリーアーム・クリーニングシート



B850 / 04582539075453

材質：不織布

成分：エタノール 70 %、塩化ベンザルコニウム 0.05%

サイズ：約 120mm×150mm

内容量：30 枚入り / 1 箱

フリーアーム専用の除菌シートが登場。

フリーアーム専用設計の除菌シート。外装はサッと拭き取り、アーム内部は専用スポンジにセットして使用することで、簡単に除菌と清掃が行えます。

POINT!

- 主成分エタノール 70%で強力な除菌効果を発揮
- フリーアーム専用設計で、快適な使用感
- 拭くだけカンタン、スピーディに感染対策
- 個包装・使い捨てなので衛生的

アーム管路内の清掃・除菌



シートを袋から取り出し、スポンジブラシに被せて使用



外装の清掃・除菌



グローブを装着した手に被せて使用

+ セット使用でもっと清潔に！

スポンジブラシが届かない内部まで

バブリングで除菌。

フリーアームの先端に装着して、スイッチオンして帰るだけ。高い除菌効果のある成分を含んだガスをバブリングで発生させることで、フリーアームの内部をしっかりと除菌します。

フリーアーム専用除菌装置



Free Arm
Bubbrilizer

フリーアーム・バブライザー



株式会社 **東京技研**

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com



【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13
 【大阪支店】〒564-0051 大阪府吹田市豊津町59-5
 【仙台営業所】〒981-3112 仙台市泉区八乙女4-10-4
 【名古屋営業所】〒465-0007 名古屋市中東区香坂1001
 【福岡営業所】〒812-0015 福岡市博多区山王1-15-7
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37
 (ISO13485 認証工場)

tel: 03-3703-5581 fax: 03-3705-1760
 tel: 06-6368-8877 fax: 06-6368-8876
 tel: 022-371-9651 fax: 022-371-9653
 tel: 052-776-3355 fax: 052-776-3356
 tel: 092-411-0377 fax: 092-411-0376



JQA-MD0058
横浜工場

歯科用吸引装置、
 歯科用吸引装置ポンプ、
 電動式吸引器及び
 歯面漂白加熱装置の
 設計・開発及び製造